

Lanière tour de cou Lingua R

Lanière tour de cou pour récepteur Lingua



Description

La lanière tour de cou garantit un positionnement optimal du récepteur en fonction du radiateur Lingua.

Couverture infrarouge optimale constante

La lanière tour de cou Televic permet de porter facilement le récepteur Lingua lorsque les participants n'ont pas la possibilité de l'accrocher à leurs vêtements. Cela garantit un positionnement optimal du récepteur en fonction du radiateur Lingua.

Caractéristiques

- » Léger et confortable
- » Mise en place facile
- » Positionnement optimal du récepteur Lingua
- » Prise en charge de Lingua R6, R12, R40

Spécifications

Mécanique	
Matériau	Polyester au toucher soyeux
Couleur	Noir
Dimensions (mm)	20 (L) × 300 (H) × 1 (P)
Dimensions avec emballage (mm)	(L) × (H) × (P)
Poids	g
Poids avec emballage	g